

Miru

1day UpSide



L'unique lentille journalière en **Silicone-Hydrogel** avec la **technologie Smart Touch™**

GAMME MIRU 1DAY UPSIDE

1 JOUR

J

Midafilcon A silicone hydrogel - Hydrophilie : 56% - Filtre UV - Dk/e 91 x 10 ⁻⁹ (ISO)* Modulus ultra faible 0.36 Mpa - Coefficient de friction très bas (0.023)	ϕ_1 (mm)	r_0 (mm)	Puissance (D)
Miru 1day UpSide Boîte de 30 lentilles	14.20	8.40	+6.00 à +0.25 D par 0.25 D -0.25 à -6.00 D par 0.25 D -6.50 à -13.00 D par 0.50 D
Miru 1day UpSide Boîte de 3 x 30 lentilles de même puissance	14.20	8.40	+6.00 à +0.25 D par 0.25 D -0.25 à -6.00 D par 0.25 D -6.50 à -13.00 D par 0.50 D
Miru 1day UpSide Toric Boîte de 30 lentilles	14.20	8.40	+0.00 à -6.00 D par 0.25 D -6.00 à -10.00 D par 0.50 Cyl. : -0.75, -1.25, -1.75 Axes : 10°, 20°, 90°, 160°, 170° et 180°
Miru 1day UpSide multifocal Boîte de 30 lentilles	14.20	8.40	+5.00 à -6.00 D par 0.25 D -6.50 à -10.00 D par 0.50 Add. : HIGH et LOW
Miru 1day UpSide multifocal Boîte de 3 x 30 lentilles de même puissance	14.20	8.40	+5.00 à -6.00 D par 0.25 D -6.50 à -10.00 D par 0.50 Add. : HIGH et LOW

* Dk/e 80 x 10⁻⁹ en torique.

1. Optom Vis Sci. 2011 December ; 88(12): 1402-1408, Non compliance with contact lenswear and care practices: a comparative analysis.

2. Extrapolated results for Upside Smartouch from evaluation of the reduction of microbial contamination during handling of a new daily disposable Flat Pack contact lens, M Nomachi et al, Eye & Contact Lens, Vol 39, N° 3, Mai 2013.